



Manuel pour la catégorie « Qualiticien »

Table des matières

Avant-propos.....	2
Généralités	2
Accès aux menus	2
Qualité	2
Général	3
Laboratoire	3
Personnels	3
Prescripteurs	4
Equipements.....	5
Fournisseurs	7
Manuels.....	7
Procédures.....	8
Module des non-conformités.....	8
Contrôle qualité interne.....	9
Contrôle qualité externe	9
Réunion du laboratoire	10

Avant-propos

Ce manuel présente les éléments de LabBook accessible via les menus « Qualité » et « Non-conformité ». Si vous n'accédez à aucune des actions via votre interface, merci de contacter votre administrateur pour que ces droits puissent vous être attribués.

Généralités

Le bouton « Export des données » permet d'exporter les données du listing situé au-dessus. L'export peut s'effectuer sous différents formats : CSV.

Accès aux menus

L'accès se fait par le bandeau supérieur :



Qualité



Ce module qualité vous permet d'enregistrer un nombre important d'informations sur votre laboratoire pour assurer le suivi d'un certain nombre d'indicateurs.

Général

Général

Nombre de personnels dans le laboratoire	9
Nombre de manuels sauvegardés	18
Date de la dernière réunion d'équipe	
Nombre de non-conformités en cours	
Nombre de non-conformités depuis un mois	

Cet écran vous présente certains indicateurs.

Laboratoire

Qualité
 Non conformité

Quentin QUALIT FR

Laboratoire

Nom du dictionnaire Ajouter une valeur

Organigramme

Choisir un fichier
Aucun fichier choisi
Enregistrer le document

Fichier Action

Aucun fichier déposé

Valeurs

Action	Libellé *	Code *	Libellé court	Position
<input type="button" value="Supprimer"/>	<input type="text" value="Administration"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Administration"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="button" value="Supprimer"/>	<input type="text" value="Prélèvement"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Prélèvement"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="button" value="Supprimer"/>	<input type="text" value="Biochimie"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="Biochimie"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="button" value="Supprimer"/>	<input type="text" value="Hématologie"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Hématologie"/>	<input type="text" value="4"/>
<input type="button" value="Supprimer"/>	<input type="text" value="Cytologie"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="Cytologie"/>	<input type="text" value="5"/>

Cette page vous permet de charger l'organigramme de votre laboratoire. Il vous permettra ensuite d'affecter vos équipes dans chaque section. Vous pouvez éditer les sections ce qui vous permet d'en ajouter, d'en archiver voir d'en supprimer. Attention, la suppression est définitive.

Au besoin, vous pouvez charger plusieurs fichiers de votre organigramme (en pdf, ppt, doc...) dans la valise de document.

Personnels

Cet écran vous permet de visualiser l'ensemble des personnes autorisées à se connecter au logiciel.

Lab | Book   Quentin QUALIT  FR

Liste du personnel

Nombre total de lignes : 12
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Nom	Prénom	Initiale	DDN	Adresse	Tél	Email	Date arrivée	Position	Section	Date éval.	Identifiant
 ▼	root											root
 ▼	BIO	Bernard	DR									biologiste
 ▼	TECH	Thierry										technicien
 ▼	SECR	Sophie										secrtaire
 ▼	TECHAVANCE	Thomas										techav
 ▼	TECHQUALIT	Thibault										techq
 ▼	SECRAV	Sylvie										secrav
 ▼	QUALIT	Quentin										qualiticien
 ▼	PRESCR	Patrick										prescripteur
 ▼	STOCK	stock										stock
 ▼	LABO	Laurent										lab

Vous avez donc au même endroit tous les informations sur vos équipes : nom, contacts téléphonique et email, CV, liste des formations...

Prescripteurs

Ce menu permet de déclarer les praticiens ou prescripteurs connus du laboratoire.

Lab | Book   Quentin QUALIT  FR

Liste des prescripteurs

Rechercher

Code Nom Service
Prénom Ville

 Rechercher

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Code	Nom	Prénom	Initiale	Lieu trav.	Service	Adresse	Code postal	Ville	Tél. fixe	Mobile	Fax	Email
 ▼	1	DEMO	Test	DT		Sante		2					

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

 Retour  Export des données  Ajouter un prescripteur

Il est possible de rechercher un prescripteur par son code ou directement en recherchant par le nom/prénom/Service/Ville.

Pour exporter la liste des prescripteurs au format CSV, il suffit de cliquer sur le bouton « Export des données »

En cliquant sur le bouton « Ajouter un prescripteur », vous êtes redirigé sur une page où vous saisissez les détails du prescripteur avant de cliquer sur « Enregistrer ».

Prescripteur

Accès

Code

Titre

Nom

Prénom

Initiales

Lieu de travail

Service

Equipements

Lab | Book Qualité Non conforme Quentin QUALIT Qua FR

Liste des équipements

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Photo	Nom	Fabricant	Modèle	Localisation	Section	Fonction
		Test équipement 1	Medical	test	Salle FMX	Administration	Laboratoire

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Rebut](#) [Export des données](#) [Ajouter un équipement](#)

Cette interface vous permet de référencer l'ensemble de vos équipements. Pour ajouter un équipement, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un équipement ».

Vous pouvez aussi centraliser le suivi de maintenance, la gestion des Pannes et réparations, et la Métrologie de ces équipements en cliquant sur le bouton « Action » qui se trouve dans la première colonne de chaque équipement

Liste des équipements					
Action	Photo	Nom	Fabricant	Modèle	Localisation
1 Editer Document Maintenances Pannes et réparations Métrologie Supprimer	 Dernier	Test équipement 1	Medical	test	Salle FMX

- Le sous-menu « Editer » vous permet de modifier les informations déjà enregistrées.
- Dans le « Documents », vous arrivez à une page permettant de lier les manuels et procédures et insérer les commentaires de l'équipement.

Documentation de l'équipement

Manuel:

Action	Titre	Téléchargement
	Guide pratique sur l'application du Règlement relatif au transport des matières infectieuses 2019-2020	
	CASFM Recommendations 2020 Oct v1.2	

Procédure:

Action	Titre	Téléchargement
	Demo proc 002	

Commentaires:

- Dans l'action « Maintenances », vous avez la liste des maintenances et vous pouvez aussi ajouter les contrats et les maintenances préventives.
- Le sous-menu « Pannes et réparations » permet d'ajouter et gérer les pannes et réparations de l'équipement. Vous pouvez télécharger les données en cliquant sur le bouton « Export des données ».

Liste des pannes et réparations : Test équipement 1

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	Type	Utilisateur	Fournisseur	Commentaire	Document
1	2024-04-15 10:51	Panne	BIO Bernard - biologiste			cr_2024040003.pdf

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Retour
Export des données
Ajouter

- Le sous-menu « Métrologie » vous permet d'enregistrer vos données sur la métrologies et étalonnages de vos équipements.

Fournisseurs

Lab Book Qualité Non conformité Quentin QUALIT Qua FR

Liste des fournisseurs

Nombre total de lignes : 2
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Fournisseur	Nom contact	Prénom contact	Tél.	Mobile	Email	Adresse	Critique
1 -	Fournisseur 2	F2						
1 -	Medical international	Fournisseur	medic					✓

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter un fournisseur](#)

Cette interface vous permet de référencer vos fournisseurs. En ayant renseigné cette interface, vous pourrez y faire appel par exemple lors de l'enregistrement d'un nouvel équipement mais aussi dans l'interface de gestion des stocks. Une nouvelle information, affichée à la dernière colonne, vous permet d'identifier si c'est un fournisseur critique ou non.

Manuels

Lab Book Qualité Non conformité Quentin QUALIT Qua FR

Liste des manuels

Rechercher

Titre Catégorie

[Rechercher](#)

Nombre total de lignes : 18
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Titre	Catégorie	Référence	Rédacteur	Vérificateur	Approuvateur	Date création	Date d'application	Date de modification	Manuel
1 -	CASFM Recommendations 2020 Oct v1.2						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓
1 -	EQA - WHO									↓
1 -	EUCAST Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters v11.0 2021						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓
1 -	EUCAST Dosages v11.0 2021						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓
1 -	Guide pratique sur l'application du Règlement relatif au transport des matières infectieuses 2019-2020									↓
1 -	Laboratory biosafety manual 4th ed.						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓
1 -	Laboratory biosafety manual 4th ed. Biological safety cabinets						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓
1 -	Laboratory biosafety manual 4th ed. Biosafety programme management						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓
1 -	Laboratory biosafety manual 4th ed. Decontamination and waste management						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓
1 -	Laboratory biosafety manual 4th ed. Laboratory design and maintenance						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓
1 -	Laboratory biosafety manual 4th ed. Outbreak preparedness and resilience						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓
1 -	Laboratory biosafety manual 4th ed. Personal protective equipment						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	↓

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter un manuel](#)

Par défaut certains manuels sont déjà chargés dans le système. Vous pouvez compléter les informations sur ces manuels en les éditant. Tout manuel lié à votre laboratoire peut être ajouté dans cette interface en cliquant sur « Ajouter un manuel » en bas de la liste des manuels.

Procédures

LabBook | Qualité | Non conformité | Quentin QUALIT | Qua | FR

Procédures

Nombre total de lignes : 2
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Titre	Référence	Rédacteur	Vérificateur	Approuvateur	Date de création	Date d'application	Date modification	Section	Procédure
+	Demo proc 002	002		DR	DR	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-11	Prélèvement	↓
+	Test001	001	DR		DR	2024-03-12	2024-03-12	2024-03-11	Administration	↓

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Retour | Tableau consultation | Export des données | Ajouter une procédure

Cette interface vous permet de référencer toutes les procédures de votre laboratoire. Dans la liste, ce sont les initiales des utilisateurs qui s'affichent. Si elles ne sont pas renseignées dans la fiche « Personnel », ces informations ne seront pas visibles ici. Elles restent néanmoins bien enregistrées et en éditant la fiche, seront visibles.

Pour voir l'historique de téléchargement des procédures, vous cliquez sur le bouton « Tableau consultation ».

Module des non-conformités

LabBook | Qualité | Non conformité | Quentin QUALIT | Qua | FR

Liste des non-conformités

Rechercher

Date du 14/05/2024 au 13/06/2024

Rechercher

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date de création	Nom	Impact sur le patient	Impact sur le personnel	Mise en place d'une action correctrice	Date correction	Date de clôture
+	2024-05-13	Nom	Aucun	Aucun	Non		

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Retour | Export des données | Ajouter une non-conformité

Cette interface recense les non-conformités déclarées dans le logiciel. L'outil de filtre vous permet de visualiser les non-conformités sur une période précise. Au besoin, ces données peuvent être exportées.

La déclaration d'une non-conformité peut être fait en cliquant sur « Ajouter une non-conformité » mais il est plus logique de pouvoir directement cliquer sur l'icône de « Non-conformité » présente dans le bandeau en haut de page. Tous les rôles de LabBook peuvent déclencher une non-conformité

et les voir dans cette liste ; mais seuls les rôles autorisés peuvent en faire le suivi, les clôturer ou les supprimer.

Contrôle qualité interne

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Paramètre	Equipement	Type
	Liquide	Test	QL

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter](#)

Dans cette interface doivent être renseignés l'ensemble des contrôles qualité interne effectués par le laboratoire. Cette interface permet de les référencer puis éventuellement de les trier par type.

Contrôle qualité externe

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Paramètre	Equipement	Type
	Maintenance	Test	QN

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter](#)

Cette interface présente l'ensemble des contrôles enregistrés pour votre laboratoire. En éditant un existant ou en ajoutant un nouveau, vous arrivez sur l'interface suivante.

Type Qualitatif Quantitatif

Nom du paramètre

Equipement
Test

[Enregistrer](#)

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	Fournisseur	Résultat	Commentaire	Compte rendu
	2022-03-22 11:06		Autre		

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter](#)

Ici les documents de résultats et de comptes-rendus d'intervention peuvent être directement récupérés.

Réunion du laboratoire



The screenshot shows the 'Liste des réunions' (Meeting List) interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Lab Book' logo, icons for 'Qualité' and 'Non conformité', and a user profile for 'Quentin QUALIT' with a 'Qua' icon and a language dropdown set to 'FR'. Below the navigation bar is a pink header bar with the title 'Liste des réunions'. The main content area shows a table with one meeting entry. The table has columns for 'Action', 'Date', 'Type', 'Organisateur', and 'Compte rendu'. The entry shows a minus sign icon, the date '2024-06-13', the type 'Réunion d'équipe', and the organizer 'DR'. Below the table are navigation links: 'Premier', 'Précédent', '1', 'Suivant', and 'Dernier'. At the bottom, there are three buttons: 'Retour', 'Export des données', and 'Ajouter une réunion'.

Action	Date	Type	Organisateur	Compte rendu
-	2024-06-13	Réunion d'équipe	DR	

Cette interface vous permet de noter l'ensemble des réunions ayant eu lieu au sein du laboratoire. Les comptes-rendus peuvent être chargés dans l'application et récupérés en cliquant sur l'icône adéquate.