



Fondation
Mérieux

LabBook v3.6

Messaging manual

V1

January 2026

Fondation **Mérieux**

Lutte contre les maladies infectieuses depuis 1967

www.fondation-merieux.org



Table of contents


Foreword	2
Introduction to the messaging interface	2
How to send a message.....	3

Foreword


This manual introduces the new LabBook Messaging feature, which enables the exchange of information between LabBook users. It is accessible to all users, regardless of their rights.

Introducing the messaging interface

Messaging is a feature available in LabBook 3.5 and accessible to all roles. To access it, click on the message icon on the Navbar to the right of the user profile icon.



On the Messages page, you'll find a list of received and sent messages, with the option of reading or deleting a message, as well as downloading an attachment.



Unread messages received are automatically highlighted in bold, and messages sent and read are indicated by a green icon.

LabBook Administratif Référentiels Paramètres Structure Intégrations Qualité Non-conformité 2 Faty root Ad FR

Messages

Nombre total de lignes : 5
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	Contact	Titre	Document
▾	2026-02-05 13:02	Reçu de - techav	configuration LabBook Lite	
▾	2026-02-05 12:46	Reçu de Guéladio samba - bio	hello test	
▾	2026-01-12 15:42	Reçu de Guéladio samba - bio	Changement MDP	
▾	2025-10-23 11:37	Envoyé à - prel	Prélèvement d'urgence	
▾	2025-10-23 11:34	Envoyé à - presc	Résultat patient disponibles	

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Envoyer un message](#)

How to send a message

To send a message, you need to: in each folder, in the "Action" column, click on the down arrow next to the "i" icon, to access several choices:

- Click on the send message button to be redirected to the Message page.
- Choose a recipient from the list of registered profiles →

Enter a title (subject)

- Write the body of the message
- If necessary, attach a file by clicking on browse to select the relevant file.
- Click on send message

LabBook Administratif Référentiels Paramètres Structure Intégrations Qualité Non-conformité 3 Faty root Ad FR

Message

Destinataire * thiam Aliou - tech

Titre * changement mot de passe

Message
Bonjour Aliou bio,
Votre mot de passe a été changé avec succès .
Cordialement.

Choisir un fichier bio non changé.png
Fichier Action

[Annuler](#) [Envoyer](#)

Fondation Mérieux

Fighting infectious diseases since 1967

www.fondation-merieux.org