



Fondation
Mérieux

LabBook v3.6

Quality manual

V2

January 2026

Fondation Mérieux

Lutte contre les maladies infectieuses depuis 1967

www.fondation-merieux.org



Table of contents

Foreword	2
General	2
Menu access	2
Quality	2
General	3
Laboratory	3
Employees	3
Prescribers	4
Equipment	5
Suppliers	7
Manuals	7
.....	7
Procedures	8
Non-conformity modules	8
Internal quality control	8
External quality control	9
Laboratory meeting	9

Foreword

This manual presents the LabBook elements accessible via the "Quality" and "Non-conformity" menus. If you do not have access to any of the actions via your interface, please contact your administrator so that these rights can be assigned to you.

General

The "Export data" button is used to export data from the listing above. Data can be exported in various formats: CSV.

Menu access

Access is via the top banner:



Quality



This quality module enables you to record a large amount of information about your laboratory, in order to monitor a number of indicators.

General

Général	
Nombre de personnels dans le laboratoire	9
Nombre de manuels sauvegardés	18
Date de la dernière réunion d'équipe	
Nombre de non-conformités en cours	
Nombre de non-conformités depuis un mois	

This screen shows you a number of indicators.

Laboratory

Nom du dictionnaire sections Ajouter une valeur

Organigramme

Choisir un fichier Aucun fichier choisi Enregistrer le document

Fichier Action
Aucun fichier déposé

Action	Libellé *	Code *	Libellé court	Position
Supprimer	Administration	0	Administration	1
Supprimer	Prélèvement	1	Prélèvement	2
Supprimer	Biochimie	2	Biochimie	3
Supprimer	Hématologie	3	Hématologie	4
Supprimer				

This page enables you to load your laboratory's organization chart. You can then assign your teams to each section. You can edit sections, adding, archiving or deleting them. Note that deletion is definitive. If required, you can load several files of your organization chart (pdf, ppt, doc...) into the document folder.

Staff

This screen allows you to view all persons authorized to connect to the software.

Lab Book  Qualité  Non conformité Quentin QUALIT  FR

Liste du personnel

Nombre total de lignes : 12
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Nom	Prénom	Initiale	DDN	Adresse	Tél	Email	Date arrivée	Position	Section	Date éval.	Identifiant
 ▼	root											root
 ▼	BIO	Bernard	DR									biologiste
 ▼	TECH	Thierry										technicien
 ▼	SECR	Sophie										secrtaire
 ▼	TECHAVANCE	Thomas										techav
 ▼	TECHQUALIT	Thibault										techq
 ▼	SECRAV	Sylvie										secrav
 ▼	QUALIT	Quentin										qualiticien
 ▼	PRESCR	Patrick										prescripteur
 ▼	STOCK	stock										stock
 ▼	LABO	Laurent										lab

This means you have all your team's information in one place: names, telephone and e-mail contacts, CVs, list of training courses, etc.

Prescribers

If you see the logo  on your home screen, this means that some files require urgent analysis. Move your mouse over this logo to see the number of tests concerned:

This menu allows you to declare the practitioners or prescribers known to the laboratory.

You can search for a prescriber by code, or directly by surname/first name/department/city. To export the list of prescribers in CSV format, simply click on the "Export data" button. By clicking on the "Add a prescriber" button, you are redirected to a page where you enter the prescriber's details before clicking on "Save".

Prescripteur

Accès

Code

Titre

Nom

Prénom

Initiales

Lieu de travail

Service

Equipment

This interface lets you list all your equipment. To add equipment, simply click on "Add equipment". You can also centralize maintenance follow-up, breakdown and repair management, and

Lab Book  Qualité  Non conformité Quantin QUALIT  FR

Liste des prescripteurs

Rechercher

Code Nom Service

Prénom Ville

Rechercher

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Code	Nom	Prénom	Initiale	Lieu trav.	Service	Adresse	Code postal	Ville	Tél. fixe	Mobile	Fax	Email
	1	DEMO	Test	DT		Sante		2					

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Retour

Export des données Ajouter un prescripteur

Metrology for these items of equipment by clicking on the "Action" column of each piece of equipment.

 "button in the first

Liste des équipements					
Action	Photo	Nom	Fabricant	Modèle	Localisation
1 Editer Document Maintenances Pannes et réparations Métrologie Supprimer		Test équipement 1	Medical	test	Salle FMX

- The "Edit" submenu lets you modify information already saved.
- In the "Documents" section, you'll come to a page where you can link manuals and procedures, and insert equipment comments.

Documentation de l'équipement

Manuel

Action	Titre	Téléchargement
	Guide pratique sur l'application du Règlement relatif au transport des matières infectieuses 2019-2020	
	CASFM Recommendations 2020 Oct v1.2	

Procédure

Action	Titre	Téléchargement
	Demo proc 002	

Commentaires

Validation groupée

Commencer la validation groupée

- In the "Maintenance" action, you have the list of maintenance operations, and you can also add contracts and preventive maintenance.
- The "Breakdowns and repairs" sub-menu lets you add and manage equipment breakdowns and repairs. You can download the data by clicking on the "Export data" button.

Liste des pannes et réparations : Test équipement 1						
Action	Date	Type	Utilisateur	Fournisseur	Commentaire	Document
1	2024-04-15 10:51	Panne	BIO Bernard - biologiste			cr_2024040003.pdf

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Retour
Export des données
Ajouter

- The "Metrology" sub-menu lets you record data on metrology and calibration of your equipment.

Suppliers

LabBook Quentin QUALIT FR

Liste des fournisseurs

Nombre total de lignes : 2
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Fournisseur	Nom contact	Prénom contact	Tél.	Mobile	Email	Adresse	Critique
	Fournisseur 2	F2						
	Medical international	Fournisseur	medic					✓

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter un fournisseur](#)

This interface enables you to list your suppliers. Once you have completed this interface, you can use it, for example, when registering new equipment, or in the inventory management interface. New information, displayed in the last column, allows you to identify whether a supplier is critical or not.

Manuals

LabBook Quentin QUALIT FR

Liste des manuels

Rechercher

Titre Catégorie

[Rechercher](#)

Nombre total de lignes : 18
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Titre	Catégorie	Référence	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Date création	Date d'application	Date de modification	Manuel
	CASFM Recommendations 2020 Oct v1.2						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	
	EQA - WHO									
	EUCAST Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters v11.0 2021						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	
	EUCAST Dosages v11.0 2021						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	
	Guide pratique sur l'application du Règlement relatif au transport des matières infectieuses 2019-2020									
	Laboratory biosafety manual 4th ed.						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	
	Laboratory biosafety manual 4th ed. Biological safety cabinets						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	
	Laboratory biosafety manual 4th ed. Biosafety programme management						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	
	Laboratory biosafety manual 4th ed. Decontamination and waste management						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	
	Laboratory biosafety manual 4th ed. Laboratory design and maintenance						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	
	Laboratory biosafety manual 4th ed. Outbreak preparedness and resilience						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	
	Laboratory biosafety manual 4th ed. Personal protective equipment						2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter un manuel](#)

By default, certain manuals are already loaded into the system. You can complete the information on these manuals by editing them. Any manual linked to your laboratory can be added to this interface by clicking on "Add a manual" at the bottom of the list of manuals.

Procedures

Action	Titre	Référence	Rédacteur	Vérificateur	Approuvateur	Date de création	Date d'application	Date modification	Section	Procédure
+	Demo proc 002	002		DR	DR	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-11	Prélèvement	↓
+	Test001	001	DR		DR	2024-03-12	2024-03-12	2024-03-11	Administration	↓

This interface lets you reference all your laboratory's procedures. In the list, user initials are displayed. If they are not entered in the "Personnel" file, this information will not be visible here.

If they have not been entered in the "Personnel" file, this information will not be visible here. However, they remain saved and will be visible when you edit the file.

To view the procedure download history, click on the "Consultation table" button.

Non-conformance modules

Action	Date de création	Nom	Impact sur le patient	Impact sur le personnel	Mise en place d'une action correctrice	Date correction	Date de clôture
+	2024-05-13	Nom	Aucun	Aucun	Non		

This interface lists the non-conformities declared in the software. The filter tool enables you to view non-conformities over a specific period. If required, this data can be exported.

A non-conformity can be declared by clicking on "Add a non-conformity", but it makes more sense to be able to click directly on the "Non-conformity" icon in the banner at the top of the page. All LabBook roles can trigger a non-conformity and view them in this list; but only authorized roles can track, close or delete them.

Internal quality control

1 Paramètres 2 Paramètres 3 Paramètres

Liste des contrôles internes

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Paramètre	Equipement	Type
 -	Liquide	Test	QL

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter](#)

All internal quality controls carried out by the laboratory must be entered in this interface. They can be referenced and sorted by type if required.

External quality control

1 Paramètres 2 Paramètres 3 Paramètres

Liste des contrôles externes

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Paramètre	Equipement	Type
 -	Maintenance	Test	QN

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter](#)

This interface displays all the controls registered for your laboratory. Editing an existing one or adding a new one takes you to the next interface.

1 Paramètres 2 Paramètres 3 Paramètres

Contrôle externe

Type Qualitatif Quantitatif

Nom du paramètre:

Equipement:
Test

[Enregistrer](#)

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	Fournisseur	Résultat	Commentaire	Compte rendu
 -	2022-03-22 11:06		Autre		

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter](#)

Here you can directly retrieve results and reports.

Laboratory meeting

Lab Book   Quentin QUALIT  FR

Liste des réunions

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	Type	Organisateur	Compte rendu
 -	2024-06-13	Réunion d'équipe	DR	

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter une réunion](#)

This interface lets you record all meetings held in the laboratory. Minutes can be loaded into the application and retrieved by clicking on the appropriate icon.

Fondation Mérieux

Fighting infectious diseases since 1967

www.fondation-merieux.org