



Fondation
Mérieux

LabBook v3.6

Manuel messagerie

VI

Janvier 2026

Fondation Mérieux

Lutte contre les maladies infectieuses depuis 1967

www.fondation-merieux.org



Table des matières


Avant-propos	2
Présentation de l'interface messagerie.....	2
Comment envoyer un message	3

Avant-propos


Ce manuel présente la nouvelle fonctionnalité Messagerie LabBook permettant l'échange d'informations entre utilisateurs de LabBook. Elle est accessible pour tous les utilisateurs quels que soit leurs droits.

Présentation de l'interface messagerie

La messagerie est une fonctionnalité disponible à partir de LabBook 3.5 et accessible pour tous les rôles. Pour y accéder il faut cliquer sur l'icône message sur le Navbar à droite juste à côté de l'icône profil utilisateur.



Sur la page Messages vous avez la liste des messages reçus et envoyés avec possibilité de lire ou supprimer un message et aussi de télécharger une pièce jointe.



Les messages reçus non lus sont mis en gras automatiquement et les messages envoyés et lus sont signalées par une icône verte.

LabBook

Administratif Référentiels Paramètres Structure Intégrations Qualité Non-conformité

2 Faty root Ad FR

Messages

Nombre total de lignes : 5
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	Contact	Titre	Document
 -	2026-02-05 13:02	Reçu de - techav	configuration LabBook Lite	
 -	2026-02-05 12:46	Reçu de Guéladio samba - bio	hello test	
 -	2026-01-12 15:42	Reçu de Guéladio samba - bio	Changement MDP	
 -	2025-10-23 11:37	Envoyé à - prel	Prélèvement d'urgence	
 -	2025-10-23 11:34	Envoyé à - presc 	Résultat patient disponibles	

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Envoyer un message](#)

Comment envoyer un message

Pour envoyer un message , il faut : chaque dossier, dans la colonne « Action » cliquez sur la flèche bas à côté de l'icône « i », vous accédez à plusieurs choix :

- Cliquer sur le bouton envoyer un message, vous êtes ainsi redirigé vers la page Message
- Choisir un destinataire qui est basé sur la liste des profils enregistrés
- Saisir un titre (objet)
- Ecrire le corps du message
- Si nécessaire joindre une pièce jointe en cliquant sur parcourir pour sélectionner le fichier concerné.
- Cliquer sur envoyer le message

LabBook

Administratif Référentiels Paramètres Structure Intégrations Qualité Non-conformité

3 Faty root Ad FR

Message

Destinataire * thiam Aliou - tech

Titre * changement mot de passe

Message

Bonjour Aliou bio,

Votre mot de passe a été changé avec succès .

Cordialement.

[Choisir un fichier](#) bio non changé.png

Fichier Action

[Annuler](#) [Envoyer](#)



Fondation **Mérieux**

Lutte contre les maladies infectieuses depuis 1967

www.fondation-merieux.org

