



Fondation
Mérieux

LabBook v3.6

Manuel qualitatif

V2

Janvier 2026

Fondation **Mérieux**

Lutte contre les maladies infectieuses depuis 1967

www.fondation-merieux.org



Table des matières

Avant-propos	2
Généralités	2
Accès aux menus	2
Qualité	2
Général	3
Laboratoire	3
Personnels	3
Prescripteurs	4
Equipements	5
Fournisseurs	7
Manuels	7
.....	7
Procédures	8
Modules des non conformités	8
Contrôle qualité interne	8
Contrôle qualité externe	9
Réunion du laboratoire	9

Avant-propos

Ce manuel présente les éléments de LabBook accessible via les menus « Qualité » et « Non-conformité ». Si vous n'accédez à aucune des actions via votre interface, merci de contacter votre administrateur pour que ces droits puissent vous être attribués.

Généralités

Le bouton « Export des données » permet d'exporter les données du listing situé au-dessus. L'export peut s'effectuer sous différents formats : CSV.

Accès aux menus

L'accès se fait par le bandeau supérieur :



Qualité



Ce module qualité vous permet d'enregistrer un nombre important d'informations sur votre laboratoire pour assurer le suivi d'un certain nombre d'indicateurs.

Général

Général	
Nombre de personnels dans le laboratoire	9
Nombre de manuels sauvegardés	18
Date de la dernière réunion d'équipe	
Nombre de non-conformités en cours	
Nombre de non-conformités depuis un mois	

Cet écran vous présente certains indicateurs.

Laboratoire




Quentin QUALIT

FR

Laboratoire

Nom du dictionnaire

Organigramme

Aucun fichier choisi

Fichier Action
 Aucun fichier déposé

Valeurs

Action	Libellé *	Code *	Libellé court	Position
Supprimer	Administration	0	Administration	1
Supprimer	Prélèvement	1	Prélèvement	2
Supprimer	Biochimie	2	Biochimie	3
Supprimer	Hématologie	3	Hématologie	4
Supprimer	Cytologie	4	Cytologie	5

Cette page vous permet de charger l'organigramme de votre laboratoire. Il vous permettra ensuite d'affecter vos équipes dans chaque section. Vous pouvez éditer les sections ce qui vous permet d'en ajouter, d'en archiver voir d'en supprimer. Attention, la suppression est définitive.

Au besoin, vous pouvez charger plusieurs fichiers de votre organigramme (en pdf, ppt, doc...) dans la valise de document.

Personnels

Cet écran vous permet de visualiser l'ensemble des personnes autorisées à se connecter au logiciel.

Lab

Book

Qualité

Non conformité

Quentin QUALIT

Qua

FR

Liste du personnel

Nombre total de lignes : 12

Premier

Précédent

1

Suivant

Dernier

Action	Nom	Prénom	Initiale	DDN	Adresse	Tél	Email	Date arrivée	Position	Section	Date éval.	Identifiant
▼	root											root
▼	BIO	Bernard	DR									biologiste
▼	TECH	Thierry										technicien
▼	SECR	Sophie										secrétaire
▼	TECHAVANCE	Thomas										techav
▼	TECHQUALIT	Thibault										techq
▼	SECRAV	Sylvie										secrav
▼	QUALIT	Quentin										qualiticien
▼	PRESCR	Patrick										prescripteur
▼	STOCK	stock										stock
▼	LABO	Laurent										lab

Vous avez donc au même endroit tous les informations sur vos équipes : nom, contacts téléphonique et email, CV, liste des formations...

Prescripteurs

Si sur votre écran d'accueil, vous voyez le logo , cela signifie que certains dossiers présentent des analyses à faire en urgence. En passant la souris sur ce logo, le logiciel va vous indiquer le nombre d'analyses concernées :

Ce menu permet de déclarer les praticiens ou prescripteurs connus du laboratoire.

Il est possible de rechercher un prescripteur par son code ou directement en recherchant par le nom/prénom/Service/Ville.

Pour exporter la liste des prescripteurs au format CSV, il suffit de cliquer sur le bouton « Export des données »

En cliquant sur le bouton « Ajouter un prescripteur », vous êtes redirigé sur une page où vous saisissez les détails du prescripteur avant de cliquer sur « Enregistrer ».

Prescripteur

Accès

Code

Titre

Nom

Prénom

Initiales

Lieu de travail

Service

Equipements

Cette interface vous permet de référencer l'ensemble de vos équipements. Pour ajouter un équipement, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un équipement ».

Vous pouvez aussi centraliser le suivi de maintenance, la gestion des Pannes et réparations, et la




Quentin QUALIT

FR

Liste des prescripteurs

Rechercher

Code Nom Service

Prénom Ville

Rechercher

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Code	Nom	Prénom	Initiale	Lieu trav.	Service	Adresse	Code postal	Ville	Tél. fixe	Mobile	Fax	Email
 ▼	1	DEMO	Test	DT		Sante		2					

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Retour

Export des données

Ajouter un prescripteur

Métrie de ces équipements en cliquant sur le bouton « Action  ▼ » qui se trouve dans la première colonne de chaque équipement.

Liste des équipements					
Nombre total de lignes : 1 Premier Précédent 1 Suivant Dernier					
Action	Photo	Nom	Fabricant	Modèle	Localisation
Editer Document Maintenances Pannes et réparations Métrologie Supprimer		Test équipement 1	Medical	test	Salle FMX

- Le sous-menu « Editer » vous permet de modifier les informations déjà enregistrées.
- Dans le « Documents », vous arrivez à une page permettant de lier les manuels et procédures et insérer les commentaires de l'équipement.

Documentation de l'équipement

Manuel

Cliquer pour commencer une recherche

Action

Titre

Téléchargement

Guide pratique sur l'application du Règlement relatif au transport des matières infectieuses 2019-2020

CASFM Recommendations 2020 Oct v1.2

Procédure

Cliquer pour commencer une recherche

Action

Titre

Téléchargement

Demo proc 002

Commentaires

Validation groupée

Commencer la validation groupée

- Dans l'action « Maintenances », vous avez la liste des maintenances et vous pouvez aussi ajouter les contrats et les maintenances préventives.
- Le sous-menu « Pannes et réparations » permet d'ajouter et gérer les pannes et réparations de l'équipement. Vous pouvez télécharger les données en cliquant sur le bouton « Export des données ».

LabBook

Qualité

Non conformité

Quentin QUALIT





Liste des pannes et réparations : Test équipement 1

Nombre total de lignes : 1

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	Type	Utilisateur	Fournisseur	Commentaire	Document
	2024-04-15 10:51	Panne	BIO Bernard - biologiste			cr_2024040003.pdf 

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Retour

Export des données

Ajouter

- Le sous-menu « Métrologie » vous permet d'enregistrer vos données sur la métrologies et étalonnages de vos équipements.

Fournisseurs

Quentin QUALIT

 FR

Liste des fournisseurs

Cette interface vous permet de référencer vos fournisseurs. En ayant renseigné cette interface, vous pourrez y faire appel par exemple lors de l'enregistrement d'un nouvel équipement mais aussi dans l'interface de gestion des stocks. Une nouvelle information, affichée à la dernière colonne, vous permet d'identifier si c'est un fournisseur critique ou non.

Manuels

Quentin QUALIT

 FR

Liste des manuels

 Titre
 Catégorie
Rechercher

Par défaut certains manuels sont déjà chargés dans le système. Vous pouvez compléter les informations sur ces manuels en les éditant. Tout manuel lié à votre laboratoire peut être ajouté dans cette interface en cliquant sur « Ajouter un manuel » en bas de la liste des manuels

Procédures

Action	Titre	Référence	Rédacteur	Vérificateur	Approuvateur	Date de création	Date d'application	Date modification	Section	Procédure
1	Demo proc: 002	002		DR	DR	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-11	Prélèvement	
1	Test001	001	DR		DR	2024-03-12	2024-03-12	2024-03-11	Administration	

Cette interface vous permet de référencer toutes les procédures de votre laboratoire. Dans la liste, ce sont les initiales des utilisateurs qui s'affichent. Si elles ne sont pas renseignées dans la fiche « Personnel », ces informations ne seront pas visibles ici. Elles restent néanmoins bien enregistrées et en éditant la fiche, seront visibles.

Pour voir l'historique de téléchargement des procédures, vous cliquez sur le bouton « Tableau consultation ».

Modules des non conformités

Action	Date de création	Nom	Impact sur le patient	Impact sur le personnel	Mise en place d'une action correctrice	Date correction	Date de clôture
1	2024-06-13	Nom	Aucun	Aucun	Non		

Cette interface recense les non-conformités déclarées dans le logiciel. L'outil de filtre vous permet de visualiser les non-conformités sur une période précise. Au besoin, ces données peuvent être exportées.

La déclaration d'une non-conformité peut être fait en cliquant sur « Ajouter une non-conformité » mais il est plus logique de pouvoir directement cliquer sur l'icône de « Non-conformité » présente dans le bandeau en haut de page. Tous les rôles de LabBook peuvent déclencher une non-conformité et les voir dans cette liste ; mais seuls les rôles autorisés peuvent en faire le suivi, les clôturer ou les supprimer.

Contrôle qualité interne

Liste des contrôles internes

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Paramètre	Equipement	Type
1	Liquide	Test	QL

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter](#)

Dans cette interface doivent être renseignés l'ensemble des contrôles qualité interne effectués par le laboratoire. Cette interface permet de les référencer puis éventuellement de les trier par type.

Contrôle qualité externe

Liste des contrôles externes

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Paramètre	Equipement	Type
1	Maintenance	Test	QN

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter](#)

Cette interface présente l'ensemble des contrôles enregistrés pour votre laboratoire. En éditant un existant ou en ajoutant un nouveau, vous arrivez sur l'interface suivante.

Contrôle externe

Type ☐ Qualitatif ☒ Quantitatif

Nom du paramètre:

Equipement:
Test

[Enregistrer](#)

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Date	Fournisseur	Résultat	Commentaire	Compte rendu
1	2022-03-22 11:06		Autre		

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Export des données](#) [Ajouter](#)

Ici les documents de résultats et de comptes-rendus d'intervention peuvent être directement récupérés.

Réunion du laboratoire

LabBook

Qualité

Non conformité

Quentin QUALIT  FR

Liste des réunions				
Nombre total de lignes : 1 Premier Précédent 1 Suivant Dernier				
Action	Date	Type	Organisateur	Compte rendu
	2024-06-13	Réunion d'équipe	DR	
Premier Précédent 1 Suivant Dernier				

Retour

Export des données

Ajouter une réunion

Cette interface vous permet de noter l'ensemble des réunions ayant eu lieu au sein du laboratoire. Les comptes-rendus peuvent être chargés dans l'application et récupérés en cliquant sur l'icône adéquate.



Fondation **Mérieux**

Lutte contre les maladies infectieuses depuis 1967

www.fondation-merieux.org

